



RESMED SA  
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON  
292, ALLÉE JACQUES MONOD  
69800 SAINT-PRIEST

Tel: 04 26 100 200  
No TVA CEE: SYS12004

**DEVIS**

**Adresse de facturation**  
RESMED BELGIUM  
BOLWERKLAAN 21, BOX 8 1210 BRUSSELS  
BELGIUM

*CH MARQUINIES*

**Adresse de livraison**  
ISIS MEDICAL BELGIUM  
3 RUE DE LA GRESIE  
MEDICENTRE  
45140 INGRE  
FRANCE

CEE identification n°: BE0736966111

**Informations client**

Date (JJ/MM/AA): 02/06/23  
e-RMA / SR n°: 8395458

Numéro client: 799276  
Référence client: NA  
Contact: Bruno Gaidoz

**Informations appareil**

Code produit : 37245  
Description: AirSense 10 AutoSet DE  
Numéro de série: 23211728719  
Localisation interne: 0627  
Date d'achat (JJ/MM/AA): 29/06/21  
Garantie: Non, Utilisation/entretien inadéquat

**Configuration à réception**

Compteur horaire: 2829  
Version matérielle: NA  
Version logicielle: 401  
Language: NA

**Raison de retour**

1 - Bruyante  
2 - Whistling/Whining  
3 - Flow Generator

Commentaires:  
BRUIT DE TURBINE

**Constat**

Suite au diagnostic de votre dispositif, l'ensemble des pièces ci-dessous nécessitent une intervention. La pièce 19703 sera remplacée sous garantie.

Nom du technicien: Amanda M

**DETAILS DU DEVIS**

Type	Article	Désignation	Qté	Prix unitaire	Remise (%)	Prix HT
	MO-EUR	WORK LABOUR EUR (1H)	0,75	50,00	0%	37,50
Reparation	19696	ENSEMBLE DU BLOC PNEUMATIQUE Cause: 1. Encrassé(e)	1	208,50	0%	208,50
Reparation	19706	JOINT D'ENTRÉE DU CHÂSSIS Cause: 1. Encrassé(e)	1	8,25	0%	8,25
Reparation	R370-7127	SORTIE D'AIR POUR S10 Cause: 1. Encrassé(e)	1	12,00	0%	12,00
Reparation	19703	ENSEMBLE DU CHÂSSIS (GRIS ANTHRACITE) Cause: 1. Cassé(e) / abimé(e)	1	72,00	100%	0,00

\* Facultatif

Devise: EUR

Prix HT	266,25
% TVA	0
Total TVA	0,00
PRIX TTC	266,25

Données de contact: rma@resmed.fr

Conditions :

Validité de l'offre: 30 jours à compter de la date d'émission du devis.  
Condition de règlement : 60 jours à compter de la date de facturation.  
Garantie de réparation : 6 mois ou garantie initiale, si plus favorable.

*Devis refusé - renvoi machine non réparée*  
*Quotation declined - device returned not repaired*