

FICHE DE REPARATION EcoStar Info / Auto (Exemplaire Client)

Info

Auto

☒

N° SERIE

U84R2810023

RETOUR

33075

Compteur
Horaire

19999

Date réception SAV

24 AVR. 2023

Date de vente

10/01/2022

Période de garantie

OUI

☒

NON

☐

Forfait

OUI

☒

NON

☐

Panne annoncée par le client

Aucune panne constatée

Panne constatée par le Service Technique SEFAM

Menue incohérente. Seance non valide. Reset de la carte elsp
Test simul OK test réglage: OK

Réparation sous garantie

OUI

☒

NON

☐

Pièces remplacées

Groupe	Description	Quantité	N° série
M-315990-01	CARTE EcoStar Info / Auto		
M-314580-01	TURBINE GK425 NOUVELLE VERSION		
M-315950-01	Châssis EcoStar Info/Auto équipé		
M-315950-04	CHASSIS EQUIPE ECOSTAR INFO (sav)		
M-315950-05	CHASSIS EQUIPE ECOSTAR AUTO (sav)		
M-414820-11	TUBE SILICONE 2x4 L.160mm		
M-414820-12	TUBE SIL.BLEU 3x6 L.240mm		
M-414820-13	TUBE SIL.ROUGE 3x6L.240mm		
M-415920-03	TE POUR TUYAUX SILICONE 2xØ3 / 1xØ2		
M-415920-02	Chicane EcoStar	1	
M-414570-01	Masse châssis GK425		
M-413970-06	MOUSSE CARTE ELEC		
M-415930-01	FILTRE ENTREE D'AIR ECOSTAR	1	
M-415965-03	Clavier EcoStar Info		
M-415965-04	Clavier EcoStar Auto		
M-413910-00	Alimentation GK420—EU		
M-315930-10	CAPOT INF. EQUIP. ECOSTAR "COMMUN"		
M-315940-11	CAPOT SUP. EQUIP. ECOSTAR "DSP"		
M-413970-01	SOUFFLET GK420		
M-214831-10	CABLE USB / MINI USB 2m (10 points)		
M-271550-00	CORDON MACHINE / MODEM GSM		

Observations

Technicien (ne)

☒

Date:

4/5/23